

Автоматический анализатор СОЭ iSED PK-MT-5№022193

- Результаты уже через 20 с
- Полностью автоматический
- Непрерывная подача
- Цветной LCD дисплей с сенсорным экраном и встроенный термопринтер
- Не требует специальных пробирок
- Объем пробы — 100 мкл
- Контроль качества

Представьте себе анализ СОЭ, который не требует дозирования, специальных кювет, дублирования первичной пробирки и ручной обработки пробы. Впервые анализ СОЭ с непрерывной подачей — пробирки с образцами обрабатываются так быстро, как они успевают поступать к вам. Инновационная технология iSED превращает один из самых сложных анализов в один из самых простых. Более того, iSED требуется только 100 мкл образца для анализа, что идеально подходит для определения СОЭ у детей и людей пожилого возраста.

**iSED радикально меняет способ определения СОЭ**

Для повышения точности, производительности и сокращения расходов iSED использует технологию отбора проб в закрытый контейнер. Просто вставьте до 20 проб в стандартных пробирках с ЭДТА в отверстие контейнера и iSED сделает за вас все остальное.

Автоматическое извлечение пробирки освобождает вакантные позиции для проб каждые 20 с, следовательно, новые образцы могут быть вставлены в прибор для анализа сразу после их появления в лаборатории.

iSED поднимает контроль качества в анализе СОЭ на новую высоту

iSED использует систему штрих-кодов и двухуровневый контроль качества, готовый к использованию 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Автоматический контроль качества позволяет вам выбрать параметры, основанные на требованиях лабораторий, как вам удобно.

Система контроля качества полностью интегрирована во все сферы работы iSED. Система отслеживает постоянство продукта, результаты контроля качества и анализ тенденций данных. Технология iSED настолько интеллектуальна, что способна приостановить анализ образцов пациентов, если результаты контроля качества находятся вне допустимого диапазона.

Метод измерения	Фотометрический
Результаты	Печатные (1–130 мм/ч)
Производительность (тестов/час)	—180
Требования к образцу	— 100 мкл цельной крови — отобран с использованием антикоагулянта ЭДТА
Требование к пробирке	Прокалываемая закрытая пробирка размером 13х75 мм
Контроль качества	Встроенный, двухуровневый
Считыватель штрих-кода	Встроенный
Принтер	Встроенный
Характеристика интерфейса	Серийный порт RS232 DB9
Вес	13,6 кг
Размеры	360х270х340 мм
Эксплуатация	Программируемое перемешивание — от 5 до 1600 оборотов
Получение первого результата	19 секунд от времени перемешивания
Требования к питанию	— 220 В — 50 Гц — 160 Вт
Рабочая температура	от +10° до +30° С
Влажность	15–85 %, без конденсата

Возможна передача в безвозмездное пользование!

Минимально требование для реагентного контракта

Кат.номер	Наименование	Фасовка	Ед.изм.	Цена в тенге	Кол-во	Сумма,тг.
	ISED Анализатор СОЭ		шт	По запросу	1	
Расходные материалы						
112-10000	Тест Карта для ISED СОЭ анализатора	10000 тестов	шт	По запросу	4	
Комплекующие						
DSC06	Seditrol. Контрольный материал для проверки СОЭ. На основе эритроцитов человека. 2 уровня для ISED СОЭ анализатора	6фл	упак	По запросу	2	
112-12-003	Промывочный раствор для ISED СОЭ анализатора	4 фл по 500 мл	упак	По запросу	10	
DS-05233	Бумага для принтера 57*15		шт	По запросу	70	
Итого:						